

Spülgerät für Probengefäße und Reagenzröhrchen

Verschmutzte Probengefäße müssen vor der Wiederverwendung wieder aufbereitet werden. Soweit eine Reinigung mit speziellen Lösemitteln erforderlich ist, kann dies nicht in einem klassischen Laborspüler erfolgen. In unserem Spülgerät wird Lösungsmittel im Kreislauf gepumpt und dabei mit einer Düse im Probengefäß verteilt. Ein Lochdeckel dient als Spritzschutz.

Dieses Produkt erleichtert Ihnen die Reinigung Ihrer Probengefäße im Laboralltag.



Bestellinformation:

L53499039: Spüleinsatz für Probengefäße aus Edelstahl-1-4301-Nirosta

106720400: Peristaltikpumpe LA-900, 0,5 ml/h bis 1,2l/min

102112715: Weithalsflasche Clean-Save Laborglas 2000ml

102116588: Schnellschraubverschluss, **MF0322:** Vitonschlauch, AD: 8 mm, ID: 4,8 mm

45246100: Zentrifugenröhrchen, 100 ml, konisch, mit Schraubverschluß.

Abb: L53499039 mit Zubehör

Das Spülgerät kann auf Ihre Röhrchengröße angepasst werden. (Bitte Röhrchengröße angeben) Die Abbildung zeigt das 100 ml Probengefäß für die Erdölindustrie. Mit spezieller Feindüse können auch NMR Röhrchen oder dünne Probengefäße gereinigt werden.

L53499039-Washer-20120222