


[Luer Adapter für GL 14 - SON051121]

GL Gewinde werden an Glasapparaturen im Laborbereich verwendet. Für die Verbindung mit kleineren Schlauchdurchmessern werden Adapter benötigt.

Dieser Adapter ermöglicht es Luer Verbindungen sicher mit GL Gewindeverschraubungen zu verbinden.

Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Teile, die über Mikroschläuche verbunden werden können, ist eine hohe Variation gegeben und damit eine Vielzahl von Anwendungen möglich. Da das "Luer" System genormt ist, können viele Teile beliebig miteinander kombiniert werden.

Technische oder chemische Anwendungen lassen sich mit diesem Adapter realisieren. Das Verbinden von Mikroschläuchen mit Glasapparaturen wird einfach ermöglicht.



Artikel Nr.: SON051121

Bestehend aus:

- SON051121 - Luer Adapter für GL 14

Notwendiges Zubehör:

- 132922705 - Kappe GL 14

Alternatives Zubehör:

- 106720109 - Schlauchleitung 1,5 x2,7 mm, Länge 1,5 m
- 19421100*(4-6) - Kanülen (Auswahl, je nach Anwendung)

Alternative Adapter:

- SON051131 - Luer Adapter für GL 18