

Mobile Augendusche, WINLAB® Eye Wash Bottles

webcode  WW5PT020

WINLAB®

In Sekundenschnelle parat zum Schutz für Ihre Augen!

Die schnelle, flexible und einfache Augendusche verhindert durch die sterile Lösung (0,9% Kochsalzlösung) den weiteren Eintrag bzw. ein Festsetzen von Schmutz-, oder Staubpartikeln sowie Mikroorganismen im Auge. Die Augenspülflaschen sind mit einer ergonomisch geformten Augenschale ausgerüstet, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorganges geöffnet und die Spülflüssigkeit kann direkt ans Auge gelangen. Ungeöffnete Flaschen sind bis zu drei Jahre haltbar. Keine Wartung erforderlich.

Artikel	Best.-Nr.
① Kleinflasche, 200 ml Für die persönliche Schutzausrüstung	36 43 60001
④ DUO-Augenspülflasche, 1000 ml mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung für die gleichzeitige Spülung beider Augen	10 03 60010
② Augenwasch-Station, 500 ml Mit 1 Flasche und praktischer Wandhalterung und Anwendungs-Piktogrammen, Spülzeit ca. 3 Minuten	36 43 60003
⑥ Aufbewahrungsbox für Augenspülflaschen WINLAB Midi Box (236x225x125 mm) zum Einstellen von 200 ml und 500 ml Augenspülflaschen, auch für 500 ml DUO Augenspülflasche geeignet	10 03 60011

Neutralisierende Augenspüllösung

Zum Schutz bei Unfällen mit Säuren und Laugen. Spülflasche mit 4,9% Phosphat-Pufferlösung gefüllt, die beim Einwirken von Säuren und Laugen die Neutralisation des Schadstoffes bewirken kann und bei ausreichender Spülung den normalen pH-Wert im Augenbereich von pH 7,3 wiederherstellt.

Artikel	Best.-Nr.
③ Kleinflasche, 200 ml Für die persönliche Schutzausrüstung	36 43 60005
⑤ DUO-Augenspülflasche, 500 ml pH Neutral für die gleichzeitige Spülung beider Augen	10 03 60012

