

TICKOPUR Reinigungschemikalien, BANDELIN TICKOPUR Cleaning Agents

Biologisch abbaubare Reinigungs- und Desinfektionspräparate speziell für die Anwendung in **SONOREX-Ultraschall-Bädern**, schonend für Reinigungsgut und Schwingwanne, kavitationsfördernd. Wasserverdünnbar, hochergiebig. Je nach Reinigungsaufgabe werden alkalische, neutrale oder saure, emulgierende oder demulgierende TICKOPUR Reinigungspräparate eingesetzt. 1-l und 2-l-Flasche, 5-l und 25-l-Kanister. 200-l-Fass und weitere Reinigungs- und Desinfektionspräparate auf Anfrage.

TICKOPUR R 33 - Universal-Reiniger, EXAM-begutachtet

Konzentrat, Dosierung 3 – 5%, mildalkalisch, pH 9,9 (1%), auch für Leichtmetalle, materialschonend, mit Korrosionsschutz. Teile aus Zinn und Zink können angegriffen werden. Auch im Tauch- und Wischverfahren und zur Reinigung der Laboreinrichtung und -ausrüstung einzusetzen. Als Kontaktflüssigkeit im Ultraschallbad geeignet.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
1-l-Flasche	35 07 16001	5-l-Kanister	35 07 16002
① 2-l-Flasche	35 07 16003	25-l-Kanister	35 07 16005

TICKOPUR R 30 - Neutral-Reiniger

Konzentrat, Dosierung 1 – 5%, neutral, pH 7, geeignet für Leichtmetalle. Bei empfindlichen Materialien sind Vorversuche empfehlenswert, emulgierend, materialschonend, mit Korrosionsschutz.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
1-l-Flasche	35 07 15001	5-l-Kanister	35 07 15002
② 2-l-Flasche	35 07 15003	25-l-Kanister	35 07 15005

TICKOPUR R 27 - Spezial-Reiniger intensiv

Konzentrat, Basis Phosphorsäure, Dosierung 5%, sauer, pH 1,9 bei 1%. Entfernt Kalk, mineralische Rückstände und Rost. Nicht für Leichtmetalle, Zinn und Zink. Vorsicht bei beschädigter Verchromung.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
1-l-Flasche	35 07 14001	5-l-Kanister	35 07 14002
③ 2-l-Flasche	35 07 14003	25-l-Kanister	35 07 14005

TICKOPUR RW 77 - Spezial-Reiniger mit Ammoniak

Konzentrat, Dosierung 5%, alkalisch, pH 9,9 bei 1%, emulgierend, mit Ammoniak, phosphatfrei. Hohe Reinigungskraft mit leicht entoxidierender Wirkung. Vorsicht bei Leichtmetallen.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
1-l-Flasche	35 07 12001	5-l-Kanister	35 07 12002
④ 2-l-Flasche	35 07 12003	25-l-Kanister	35 07 12005

STAMMOPUR 24 - Desinfektion und Intensiv-Reinigung - VAH-zertifiziert, EXAM begutachtet

Frei von Aldehyden, Chlor und Phenolen. Bakterizid, levurozid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, H5N1. Anwendung 1 – 2%, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Mit Korrosionsschutz. Sehr hohe Materialverträglichkeit.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
⑤ 2-l-Flasche	35 07 19002	25-l-Kanister	35 07 19025
5-l-Kanister	35 07 19005		

TICKOPUR TR 2 - demulgierend - Spezial-Reiniger

Konzentrat, Dosierung 0,1 – 5%, sauer, pH 3,6 bei 1%, mit Korrosionsschutz. Entfernt auch mineralische Verunreinigungen, Fette, Öle und Pigmente. Vorsicht bei Leichtmetall, Zinn und Zink.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
⑥ 2-l-Flasche	35 07 10103	25-l-Kanister	35 07 10105
5-l-Kanister	35 07 10102		

TICKOPUR TR 7 - demulgierender Universal-Reiniger

Konzentrat, Dosierung 0,1 – 5%, mildalkalisch, pH 8,9 bei 1%, mit Korrosionsschutz, phosphatfrei. Auch im Tauch- und Wischverfahren einzusetzen.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
⑦ 2-l-Flasche	35 07 10003	25-l-Kanister	35 07 10005
5-l-Kanister	35 07 10002		

TICKOPUR TR 13 - demulgierend - Spezial-Reiniger

Konzentrat, Dosierung 0,1 – 10%, alkalisch, pH 11,9 bei 1%, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Silikatfrei. Entfernt Verharzungen, Ruß, Verkokungen, Pigmente.

Volumen	Best.-Nr.	Volumen	Best.-Nr.
⑧ 2-l-Flasche	35 07 10203	25-l-Kanister	35 07 10205
5-l-Kanister	35 07 10202		

TICKOPUR TR 3 - Spezial-Reiniger

Konzentrat, Basis Zironensäure. Anwendung 5%, schwach-sauer, pH 3 bei 1%. Für Bunt-, Edel- und Leichtmetalle. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Öle und Wachse.



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

