

Laborspüler der Baureihe PG 85, MIELE

Lab washers of PG 85 series

Laborspüler PG 8583

Geeignet für die analysenreine Laborglasaufbereitung in z.B. Umwelt-, Forschungs- und Industrielaboratorien.

- Aufbereitung pro Charge: z. B. 128 Laborflaschen oder 196 Vials gemeinsam mit bis zu 64 Laborflaschen oder 98 Pipetten gemeinsam mit weiterem Laborglas
- Leistungsstarke Umwälzpumpe $Q_{max.} = 500 \text{ l/min}$
- TouchControl mit 14 Programmen + 2 freie Programmplätze
- Trocknungsfunktion EcoDry
- Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien (Reiniger, Neutralisationsmittel)
- Prozessdokumentation optional nach Kundenwunsch per Software mit Ethernet-Modul oder DataDiary) oder Drucker (mit RS232-Modul)

Laborspüler PG 8583 CD

Beschreibung wie PG 8583, jedoch mit:

- TouchControl mit 15 Programmen + 2 freie Programmplätze
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus
- 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien (Reiniger, Neutralisationsmittel)
- Schubfach für 2 x 10-l-Kanister oder 3 x 5-l-Kanister
- Leitfähigkeitsüberwachung

Laborspüler PG 8593

Beschreibung wie PG 8583, jedoch mit:

- TouchControl mit 15 Programmen + 2 freie Programmplätze
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus
- Integrierte Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- Inklusive externem zusätzlichen Dosiermodul für flüssige Medien
- Leitfähigkeitsüberwachung (modellabhängig)

Miele ProCare Lab Prozesschemikalien sind ideal geeignet für unterschiedlichste Anwendungen in Miele Laborspülern. Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten:

Wasseranschlüsse: 2x Kalt-, 1x Warm- und 1x VE-Wasser

Standgerät (mit Deckel) oder unterbaubar in eine Arbeitszeile (PG 8583 CD ohne Deckel)

Maße PG 8583 / 8593 (HxBxT): 835 (820 ohne Deckel) x 600 x 600 mm

Maße PG 8583 CD (HxBxT): 835 (820 ohne Deckel) x 900 x 700 mm (600 ohne Deckel)

Netzanschluss: 3N AC / 400 V / 50 Hz / 9,3 kW

Artikel	Best.-Nr.	Artikel	Best.-Nr.
PG 8583 AW/WW/AD/LD	10 53 88302	PG 8583 AE/WW/AD/PD/OIL	10 53 88370
PG 8583 AW/WW/AD/PD	10 53 88301	PG 8583 CD AE/WW/AD/CM	10 53 88350
PG 8583 AE/WW/AD/LD	10 53 88304	PG 8583 CD AE/WW/ADP/CM	10 53 88351
PG 8583 AE/WW/AD/PD	10 53 88303	PG 8583 CD AE/WW/AD/CM/OIL	10 53 88373
PG 8583 AE/WW/ADP/LD	10 53 88306	PG 8593 AE/WW/ADDOS	10 53 89300
PG 8583 AE/WW/ADP/PD	10 53 88305	PG 8593 AE/WW/AD/CMDOS	10 53 89302
PG 8583 AE/WW/AD/LD/OIL	10 53 88371	PG 8593 AE/WW/AD/OILDOS	10 53 89372

AWAußenverkleidung weiß

AE Außenverkleidung Edelstahl

LD Liquid Dosing

ADPAqua Destillata Pumpe

WW Warmwasser

PD Powder Dosing

AD Aqua Destillata

OILÖlanwendungen

CMConductivity Monitoring

Zubehör

Das neue Beladesystem EasyLoad

Artikel	Best.-Nr.
A 150 Unterkorb für Module	10 53 82400
A 151 Unterkorb/Lafette	10 53 82410
A 100 Oberkorb für Module	10 53 81000
A 101 Oberkorb/Lafette	10 53 81010
① A 300/3 Modul für Laborglas 2x4	10 53 86900
bestückt mit 4x A840, 4x A841	
② A 301/5 Modul für Laborglas 3x6	10 53 86950
bestückt mit 9x A 842, 9x A 843	
③ A 302/3 Modul für Laborglas 4x8	10 53 86960
bestückt mit 16x A844, 16x A845	
A 303 Modul für Pipetten	10 53 83030
A 304 Modul für Vials	10 53 83040
A 306/1 Modul für Messzylinder	10 53 85210
A 802 Spüldüse für Injektormodule	10 53 88020
④ A 860 Haltegitter 2x4	10 53 86800
⑤ A 861 Haltegitter 3x6	10 53 86810
⑥ A 862 Haltegitter 4x8	10 53 86820

Einsätze

Artikel	Best.-Nr.
AK 12, Einsatz 1/2 für Trichter, Bechergläser, Weithals-Glaswaren	96 53 01201
passend für Ober- und Unterkorb	
E 109, Einsatz 1/2 für Bechergläser bis 250 ml	10 53 80901
passend für Unterkorb	



EASYLOAD

