

MBT Indikator-Klebebänder, IDL MBT Adhesive Indicator Tapes

Zur Kontrolle von Sterilisationsprozessen. Sichere und eindeutige Kennzeichnung des Sterilisationsgutes.



WW7R3068



Artikel	Best.-Nr.
---------	-----------

- | | |
|--|--------------------|
| ① Steriklav-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 18 mm breit | 29 78 55191 |
|--|--------------------|

Der Indikator des Bandes schlägt von hellbeige auf dunkelbraun bei der Dampfsterilisation im Autoklaven um. Er reagiert gleichzeitig auf das Einwirken von Druck und Temperatur nach einer Mindestzeit. Bei 120°C nach 20 Minuten und bei 135°C nach 7 Minuten.

Anwendung: Empfindliches Sterilisationsgut im Dampfsterilisator wie Nährlösungen und ähnliches.

Artikel	Best.-Nr.
---------	-----------

- | | |
|---|--------------------|
| ② Heißluft-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 18 mm breit | 29 78 55192 |
|---|--------------------|

Der Indikator des Bandes schlägt von hellgrün nach braun bei der Heißluftsterilisation um. Er reagiert gleichzeitig auf Temperatur und Zeit. Bei 160°C nach einer Stunde und bei 180°C nach 30 Minuten.

Anwendung: Unempfindliche Geräte und Hilfsmittel.

Artikel	Best.-Nr.
---------	-----------

- | | |
|--|--------------------|
| ③ Hand-Abroller für Indikatorband | 29 78 55193 |
|--|--------------------|

Standfest, sicheres Abrollen und Abtrennen des Indikatorbandes

