

Pipettenkörbe, NALGENE®, IDL Pipette Baskets

Robuste, elastische Pipettenkörbe aus Polyethylen hoher Dichte. Zur vollständigen Entleerung der Pipetten ist 20 mm über dem Boden ein Sieb angebracht.

Größe	Pipettenlänge max. mm	Korb-Höhe mm	Korb A.-Ø mm	Best.-Nr.
B	203	375	133	24 87 52411
D	406	578	133	24 87 52412
E	610	781	133	24 87 52413
F	813	978	133	24 87 52414

