

Wasseruntersuchungsapparate, Starke Water Analysis Apparatuses

Artikel	Best.-Nr.		
Sauerstoff-Flasche nach Winkler	14 59 40010		
Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes, komplett mit Deckelstopfen und Mattschild, Inhalt genau justiert. Volumen: 100 bis 150 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
① Sauerstoff-Flasche nach Winkler	14 59 40011		
Wie Art. 145940010. Volumen: 250 bis 300 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
② Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40013		
Ohne Hahn, 1000 ml Volumen, graduirt: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml, mit Marke bei 1000 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40014		
Mit NS-Hahn und massivem Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 1000 ml Volumen, graduirt: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml, mit Marke bei 1000 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
③ Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40015		
Ohne Hahn, 1000 ml Volumen, graduirt: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 1 ml; 100 bis 1000 ml in 50 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40016		
Mit NS-Hahn und massivem Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 1000 ml Volumen, graduirt: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml; 100 bis 1000 ml in 50 ml			
Artikel	Best.-Nr.		
④ BSB-Kolben	14 59 40018		
Stopfen NS 18,8, Volumen bei eingedrückten Stopfen 100 ml			
⑤ Überlaufmesskolben			
An der Inhaltsmarke abgeschnitten, plangeschliffen.			
Volumen ml	Best.-Nr.	Volumen ml	Best.-Nr.
22,7	14 59 40027	164	14 59 40164
56	14 59 40056	171	14 59 40171
94	14 59 40094	200	14 59 40200
97	14 59 40097	250	14 59 40250
100	14 59 40100	300	14 59 40300
102	14 59 40102	360	14 59 40360
110	14 59 40110	365	14 59 40365
150	14 59 40150	428	14 59 40428
157	14 59 40157	432	14 59 40432

