

## Pipettenkörbe, NALGENE®, IDL Pipette Baskets

**Robuste, elastische Pipettenkörbe aus Polyethylen hoher Dichte.** Zur vollständigen Entleerung der Pipetten ist 20 mm über dem Boden ein Sieb angebracht.

| Größe | Pipettenlänge max.<br>mm | Korb-Höhe<br>mm | Korb A.-Ø<br>mm | Best.-Nr.          |
|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| D     | 406                      | 578             | 133             | <b>24 87 52412</b> |
| E     | 610                      | 781             | 133             | <b>24 87 52413</b> |

