

BOLA Gaswaschflaschen Vitrum, Bohlender BOLA Scrubber Bottles Vitrum

Bestehend aus PTFE-Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe und zwei seitlichen GL 18-Gewindestutzen sowie passender Borosilikatglasflasche, einem FEP-Gaseinleitungsrohr und einem Gasverteiler mit feinsten Bohrungen. Widerstandsfreie Gas Zu- und Ab-leitung mit hartwandigen Schläuchen, z.B. PTFE, die über optional erhältliche Laborverschraubungen an den Gewindestutzen angeschlossen werden. Für elastische Schläuche bitte GL Schrauboliven verwenden. Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe lässt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage der angeschlossenen Schläuche von der Flasche lösen oder wieder fest-schrauben.

Technische Daten:

Material: PTFE und Borosilikat 3.3
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chem. Beständigkeit: +++ universell
Vakuum: tauglich
Autoclave: 121°C

FDA konform

	Volumen ml	Gewinde	Anschluss- gewinde GL	Höhe mm	Best.-Nr.
①	500	GL 45	2 × 18	207	10 17 66214
	1000	GL 45	2 × 18	256	10 17 66224
②	500	GLS 80	2 × 18	186	10 17 66234
	1000	GLS 80	2 × 18	256	10 17 66244

