

Doppel-Kühlfallen, 2-teilig, Rettberg Double-Cooling Traps

Doppel-Kühlfallen, 2-teilig

Unterteil abnehmbar, komplett, für Arbeiten unter Vakuum geeignet, Borosilikatglas 3.3, Volumen ca. 5000 ml, (Kondensatvolumen ca. 1500 ml), mit Innenteil für zusätzliche Kühlung mit Trockeneis o. ä.

Unterteil mit Flansch DN 120, feuerverpoliert, mit Dichtung

Doppelhalterung mit 2 Stangen zum Befestigen des Oberteils am Stativ und gleichzeitigem Verschließen des Flansches (beim Lösen des Unterteils bleibt das Oberteil fixiert)

Oberteil mit 2 seitlichen Kleinflanschen DN 40 mm (starkwandig) zur Montage an Hochvakuumleitungen, Metall-Flanschbauteilen u. ä.

Artikel	Best.-Nr.
Doppel-Kühlfalle, 2-teilig	13 40 51173
Doppel-Kühlfalle, 2-teilig mit einem zusätzlichen Kleinflansch DN 16 (Standardflansch) zur Montage einer Pirani-Messsonde	13 40 51273

Lieferung ohne das mitabgebildete Zubehör

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Satz Übergangsstücke (2 Stück) Kleinflansch KF 40 mm (starkwandig), auf Schlauchwelle 16 mm mit Klemme und Dichtung (für Schlauchleitungseinbau)	13 40 51340
Blindkappe zum Verschließen des Pirani-Anschlusses mit Kleinflansch DN 16 mm, Klemme und Dichtung	13 40 51416

