

Kühlfallen, 2-teilig, Rettberg Cooling Traps

Kühlfallen, 2-teilig

Unterteil abnehmbar, komplett, für Arbeiten unter Vakuum geeignet, Borosilikatglas 3.3, Volumen ca. 500 ml, (Kondensatvolumen ca. 200 ml)

Unterteil mit Kleinflansch 50 mm, Dichtung und Klemme,

Oberteil mit 2 seitlichen Kleinflanschen 16 mm (starkwandig),

zur Montage an Hochvakuumleitungen, Metall-Flanschbauteilen u. ä.

Artikel	Best.-Nr.
Kühlfalle 2-teilig	13 40 51144
Kühlfalle 2-teilig	13 40 51244

mit einem zusätzlichen Kleinflansch DN 16 (Standardflansch)

zur Montage einer Pirani-Messsonde

Lieferung ohne das mitabgebildete Stativmaterial

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Satz Übergangsstücke (2 Stück)	13 40 51316

Kleinflansch KF 16 mm (starkwandig), auf Schlauchwelle 16 mm mit Klemme und Dichtung (für Schlauchleitungseinbau)

Schellenring-Halterung	13 40 51410
-------------------------------	--------------------

mit Stange zur Befestigung der Kühlfalle an einem Stativ

Blindkappe zum Verschließen des Pirani-Anschlusses	13 40 51416
---	--------------------

mit Kleinflansch DN 16 mm, Klemme und Dichtung



rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

