

Gelenkgläserbürste, neoLab® Brushes for Round Bottom Flasks

Universell verwendbar. Durch das Gelenk an der Bürste ist auch der obere innere Kolbenhals gut erreichbar. Jede Stelle der Kolbeninnenwand wird durch die der Rundung des Kolbens angepassten Naturborsten erfasst. Die Bürste passt in jeden Kolben mit Schliff NS 29/32 von 100 ml Inhalt an aufwärts und hat mit ihrem langen Holzstiel eine gute Griffbarkeit.

Artikel	Best.-Nr.
Rundkolbenreinigungsbürste	37 01 16010
Ersatzbürste	37 01 16011

