

schuett petriturn Petrischalen-Drehtische, schuett-biotec schuett petriturn Turntables for Petri Dishes

Zum gleichmäßigen Ausplattieren und Beimpfen von Flüssigkeiten auf Agar-Oberflächen in Petrischalen. Einfache, ermüdungsfreie Handhabung. Made in Germany.

① schuett petriturn-M

Manuelle Bedienung. Konstante Drehbewegung. Schwungstark und ausdauernd durch hohe Masse (Gewicht) des Drehtellers. Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflächen in einem Gerät durch einfaches Wenden. Für Petrischalen Ø 90 bis 150 mm.

Artikel	Ø × H mm	Best.-Nr.
schuett petriturn-M, manuell	160 × 45	88 31 31001

② schuett petriturn-E

Mit elektrischem Antrieb. Konstante Drehbewegung. Einfache Bedienung des Drehtellers berührungsfrei über IR-Sensor zu starten (regulierbare Drehzeit von 3 bis 120 Sek.), im Dauerbetrieb oder im Fußtasterbetrieb optional. Stufenlos einstellbare Drehzahl von 10 bis 120 U/min. Für Petrischalen bis Ø 100 mm (Ø 150 mm optional). Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl.

Artikel	Ø × H mm	Best.-Nr.
schuett petriturn-E, elektrisch, 230 V	160 × 70	88 31 31011
Fußtaster für schuett petriturn-E		88 31 31013
Drehteller-Aufsatz für Petrischalen bis Ø 150 mm		10 31 81015
Instrumentenablage, Edelstahl		10 31 88352

Drehteller für Petrischalen anderer Größen auf Anfrage lieferbar.

Impfhaken zum Ausplattieren (Drigalski-Spatel)

Artikel	L mm	B mm	Best.-Nr.
③ Impfhaken aus Glas	145	40	88 31 31014
④ Impfhaken aus rostfreiem Stahl	180	58	88 31 31012

