

Delbrück-Kapillaren end-to-end DURAN, Hirschmann

Delbrück Capillaries end-to-end DURAN

end-to-end Kapillaren entsprechend der „Methode nach Prof. Delbrück“, Natrium-heparinisiert, mit Konformitätsbescheinigung nach DIN 12600, mit Chargennummer auf der Verpackung, CE gekennzeichnet, entspricht IVD Richtlinien und ISO 7550. VE 10 × 100 Stück.

Volumen	Variations- koeffizient	Richtigkeit	Länge	Best.-Nr.	VE St./Pack
µl	%	%	mm		
20	1,0	0,5	30	19 37 20301	1000
40	1,0	0,5	30	19 37 20302	1000
50	1,0	0,5	30	19 37 20303	1000

* Preis bezieht sich auf 1000 Stück.



HIRSCHMANN®

webcode  WW4ZV051

