

Regalsystem FLEX-Tower, Dewert Labortechnik FLEX-Tower Shelving System



WWGZA025



FLEX-Tower

Regalsystem zur platzsparenden Installation von HPLC, GC und anderen Analysensystemen. In unserem FLEX-Tower findet auch die Peripherie moderner Analysensysteme Platz und minimiert den Verbrauch von Arbeitsfläche.

- Vollkernmaterial
- Material: HPL 13 mm weiß
- Große Durchgriffe für Wartung und Bedienung
- Schwerlastrollen mit Feststellbremsen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- 2 Fachböden fest, 2 Fachböden höhenverstellbar ab 50mm über festem Fachboden
- Fachböden mit Durchführung 40x250mm seitlich und hinten
- Rückwand nur unten
- Auffangwanne für Reagenzien
- Integrierte Gasversorgung (Null-Luft, N₂, H₂) mittels Gasgeneratoren möglich

Andere Ausführungen auf Anfrage, Abb. enthält Sonderausstattung.

Artikel	Breite × Tiefe × Höhe mm	Best.-Nr.
HPLC-Rack Typ 626	626 × 800 × 1950	10 08 80626
HPLC-Rack Typ 826	826 × 800 × 1950	10 08 80826

Zubehör optional

Artikel	Best.-Nr.
Einschub-Element Typ 400/2	10 08 84002
Maße (B×T×H): 400 × 550 × 426 mm	
2 Schubladen H200 mit Vollauszug und Softcloseeinzug	
Material: HPL 13 mm weiß	
PC-Halter Typ PC200	10 08 80200
Maße (B×T×H): 226 × 463 × 300 mm	
Ordner-Halter Typ OR126	10 08 80126
Maße (B×T×H): 126 × 303 × 320 mm	
PP-Wanne für B600 mit Einschub-Element	10 08 80600
Maße (B×T×H): 220 × 787 × 100 mm	
PP-Wanne für B800 mit Einschub-Element	10 08 80800
Maße (B×T×H): 420 × 787 × 100 mm	
Elektro-Anschlussleiste	10 08 81002
mit 8 Schuko-Steckdosen, (je 4 weiß/schwarz), 2 Eingänge 230V (je 1 weiß/schwarz), 2 Netline Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker (je 1 weiß/schwarz), 2 RJ45, Anschlussleitung 3,5 m	

